# به نام خدا

تمرین سری اول درس تحلیل هوشمند تصاویر زیست پزشکی دکتر محمد حسین رهبان

فرزان رحمانی ۴۰۳۲۱۰۷۲۵

## سو ال او ل

### (آ) نوبز نمک فلفلی:


فیلتر: فیلتر میانه (median filter)

دلیل: فیلتر میانه مخصوصاً برای نویز نمک و فلفل مؤثر است، زیرا مقدار هر پیکسل را با مقدار وسط(چارک دوم) پیکسل های اطراف جایگزین می کند، که ضمن حذف نویز، لبه ها را حفظ می کند. برخلاف فیلترهای خطی، از محو شدن لبهها جلوگیری می کند و به طور موثر نقاط outlier ناشی از نویز نمک و فلفل را حذف می کند. چون که در این نویز مقادیر بسیار بالا یا بسیار پایین در تصویر موجود ست پس فیلتر میانه انتخاب درستی است.

#### نويز متناوب:

فیلتر: فیلتر در حوزه فرکانس با استفاده از ماسک کردن فرکانس نوبز


دلیل: چون که این نویز با یک الگوی خاص در تصویر تکرار می شود پس در حوزه فرکانس معادل یک نقطه یا بخش خاص هستند و به خوبی قابل تشخیص هستند. بنابراین ابتدا تبدیل فوریه تصویر را محاسبه میکنیم و سپس با استفاده از فیلتر ماسک کننده الگوی خاص در حوزه فرکانس و تبدیل فوریه معکوس به تصویر بدون نویز خواهیم رسید. نمونه ای از این کار در تصاویر زیر آمده است:



## نويز متناوب









(ب)

مزیت: مهمترین مزیت (Hue, Saturation, Value) نسبت به (RGB (Red, Green, Blue) همسویی آن با درک انسان از رنگ ها است. HSV محتوای رنگی (Hue) را از اطلاعات شدت روشنایی (Value) جدا می کند و آن را برای تنظیمات رنگ بصری تر می کند. این جداسازی امکان دستکاری آسان تر شدت روشنایی و رنگ را به طور مستقل فراهم می کند.

## کاریرد ها:

- تشخیص اشیا: HSV اغلب در تشخیص اشیا(object detection) استفاده می شود، به ویژه برای ناحیه بندی مبتنی بر رنگ (color-based segmentation)، زیرا جداسازی رنگ ها بر اساس رنگ آسان تر است.
- ویرایش تصویر: برای برنامههایی مانند ویرایش تصویر یا تصحیح رنگ، کار در HSV ترجیح داده می شود زیرا تغییر رنگ بدون تأثیر بر روشنایی یا کنتراست بصری تر است.
- آستانه گذاری مبتنی بر رنگ: HSV در کاربردهای آستانه گذاری که نیاز به شناسایی یا جداسازی طیفهای رنگ خاص (رنگها) است، به عنوان مثال، در تصویربرداری زیست پزشکی نظیر پاتولوژی برای تقسیم بندی انواع بافت بر اساس رنگ مفید است.
  - پیش پردازش: همچنین در پیش پردازش و پردازش هایی که نیاز به تفکیک رنگ دارند کابردی است.


(پ)

#### يافته هاى تحقيق:

فیلتر Homomorphic یک تکنیک در دامنه فرکانس است که برای بهبود ظاهر و کیفیت تصویر با نرمال سازی همزمان روشنایی و افزایش کنتراست استفاده می شود(normalizing the illumination and enhancing the contrast). این روش با جداسازی اجزای روشنایی (مولفههای فرکانس پایین) و بازتاب (اجزای فرکانس بالا) یک تصویر کار می کند. پس از آن، به طور انتخابی فرکانسهای پایین (illumination) را تقویت می کند و فرکانسهای پایین (illumination) را تقویت می کند. در زیر الگوریتم این فیلتر آمده است:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> illumination


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> reflectance



کارایی:

## فیلتر همومورفیک در موارد زیر موثر است:


- شرایط نوری غیریکنواختی در تصویر وجود دارد، مانند سایه ها یا روشنایی ناهموار.
  - تصاویری با کنتراست کم که ویژگی های مهم به وضوح قابل تشخیص نیستند.
- به طور گسترده در تصویربرداری زیست پزشکی برای بهبود کنتراست در تصاویری که بافت ها یا ساختارهای سلولی شرایط نوری متفاوتی دارند استفاده می شود.



(ت)

تعریف: کانتورینگ کاذب(False contouring) به یک جلوه بصری مصنوعی اطلاق می شود که شبیه خطوط یا برجستگی هایی است که در یک تصویر ظاهر می شوند و در صحنه اصلی وجود ندارد. این اثر معمولاً در تصاویر با عمق بیت پایین(low-bit-depth) و با او با در یک تصویر ظاهر می افتد که درجه بندی رنگ یا شدت کافی وجود نداشته باشد و به جای انتقال smooth، به "steps" یا "گامها" قابل مشاهده منجر شود.

وقوع: در طول کوانتیزاسیون، به ویژه زمانی که تصاویر با سطوح شدت کمتری نمایش داده می شوند (مانند ۴ بیت) و تغییر تدریجی در شدت روشنایی در یک منطقه بزرگ رخ می دهد. این جلوه در تصاویر با گرادیان های صاف، مانند آسمان یا سایه ها، که در آن انتقال صاف بین رنگ ها یا سطوح روشنایی با مراحل گسسته تقریبی می شود، برجسته ترین است.



## سوال دوم

(Ĭ)

یکسان سازی هیستوگرام تکنیکی است که در پردازش تصویر برای بهبود کنتراست تصویر استفاده می شود. ایده اصلی این است که متداول ترین مقادیر شدت روشنایی را پخش کنیم تا تصویر از dynamic range موجود بهتر استفاده کند. به صورت زیر عمل می کند:

- ۱. محاسبه هیستوگرام: ابتدا هیستوگرام تصویر محاسبه می شود. هیستوگرام فرکانس هر سطح شدت در تصویر را نشان می دهد.
  - ۲. تابع توزیع تجمعی (CDF): یک هیستوگرام تجمعی ایجاد می شود که مجموع تجمعی هیستوگرام نرمال شده است.
- نقشه برداری: مقادیر شدت تصویر با استفاده از CDF به مقادیر جدید نگاشت می شوند. این نقشهبرداری مجدد شدتها را در محدوده کامل موجود توزیع می کند و مناطق تیرهتر را روشنتر و مناطق روشنتر را تیرهتر می کند، بنابراین کنتراست را بهبود می بخشد.

به ویژه زمانی مفید است که پیش زمینه و پس زمینه تصویر هر دو بسیار تاریک یا هر دو بسیار روشن هستند و تغییرات کمی در سطوح شدت وجود دارد.

$$s=T(r)$$
 متعادل سازی هیستوگرام  $s=T(r)$   $0 \le r \le L-1$   $0 \le T(r) \le L-1$   $T(r_2) \ge T(r_1)$  for  $r_2 > r_1$  و حر تصویر جدید را با  $p_s(s)$  نشان می دهیم  $p_s(s)$  بر نشان می دهیم  $p_s(x) = \frac{Pr(x \le X < x + dx)}{dx}$  (cdf) Probability distribution function  $p_s(x) = \frac{Pr(X \le X < x + dx)}{dx}$  (cdf) Probability distribution function  $p_s(x) = \frac{Pr(X \le X)}{dx}$   $p_s(x) = \frac{d}{dx}$   $p_s(x) = \frac{d}{dx}$   $p_s(x) = \frac{d}{dx}$   $p_s(x) = \frac{d}{dx}$   $p_s(x) = \frac{d}{dx}$ 

## تبديل توزيع احتمال

اگر T یک تابع یکنوا از r باشد رابطه توزیع احتمال s برابر است با:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

• هدف از متعادل سازی هیستوگرام آن است که توزیع s یکنواخت باشد

$$p_s(s) = \frac{1}{L-1} = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

$$\left| \frac{ds}{dr} \right| = \left| \frac{dT(r)}{dr} \right| = (L-1)p_r(r) \implies T(r) = (L-1)P_r(r)$$


تبديل توزيع احتمال گسسته

هیستوگرام نرمالیزه
$$p_r(r_k) = rac{n_k}{n}$$

- احتمال تخميني از هر سطح روشنايي
- تابع تبدیل که معادل با توزیع تجمعی است

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{L-1}{n} \sum_{j=0}^k n_j$$

• در فضای گسسته نمی توان انتظار داشت که توزیع حاصل کاملا یکنواخت باشد



## متعادل سازى هيستوگرام

ومعادل بدست آمده راحلی کسم باید به محدیگر سه میگر سه کتاب برابر متراری دهیم  $F_{z}(z) = F_{r}(r) \longrightarrow Z^{r} = Y_{r} - Y^{r}$ 

 $\longrightarrow -Z^{r} = -Yr + r^{r} \longrightarrow 2 = \pm \sqrt{Yr - r^{\mu}}$ 

 $Z \in [0,1]$   $Z = +\sqrt{Yr-r^{\gamma}} \longrightarrow Z = \sqrt{Yr-r^{\gamma}}$   $|_{V_{0}} \otimes A_{0} \otimes$ 

 $Z = T(r) = \sqrt{1 - Z^r}$  این تبریل ترزیع شدت رونسایی را  $Z = T(r) = \sqrt{2r - r^r}$  تبریل به  $P_r(r) = \sqrt{2r - r^r}$  کنر.

(a) Show that 
$$y(t-1) = \alpha(t-r) + h(t+1)$$
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r)$ 
 $\alpha(t-r)h(r-r)dr$ 
 $\alpha(t-$ 

(c) show that 
$$\frac{d}{dt}y(t) = (n+h')(t)$$
  $y(t) = (n+h)(t)$ 

$$\frac{d}{dt}y(t) = \frac{d}{dt}\left(\int_{-\infty}^{\infty} q_{1}(\tau)h(t-\tau)d\tau\right)$$

$$\frac{d}{dt}y(t) = \frac{d}{dt}\left(\int_{-\infty}^{\infty} q_{1}(\tau)h(t-\tau)d\tau\right)$$

$$\frac{d}{dt}y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} q_{1}(\tau)\frac{d}{dt}h(t-\tau)d\tau$$

$$\frac{d}{dt}y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} q_{1}(\tau)\frac{d}{dt}h(t-\tau)d\tau$$

$$\frac{d}{dt}h(t-\tau) = h(t-\tau)$$

(a) 
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$
 $g(n) = \frac{Z_{chin}}{Z_{chin}}$ 
 $g(\frac{1}{r})^{n}u[n]$ 
 $g(n) = \frac{Z_{chin}}{Z_{chin}}$ 
 $g(\frac{1}{r})^{n}u[n]$ 
 $g(n) = \frac{Z_{chin}}{Z_{chin}}$ 
 $g(\frac{1}{r})^{n}u[n]$ 
 $g(n) = \frac{Z_{chin}}{Z_{chin}}$ 
 $g(n) = \frac{Z_{chin}}{Z_{chin}}$ 

(b) 
$$H(z) = \frac{z-r}{z-\frac{r}{r}} = 1 - \frac{\frac{\omega}{r}}{\frac{r}{r}}$$

$$h[n]z \otimes [n] - \frac{\omega}{r} (\frac{r}{r})^n u[n] \qquad \frac{1}{z-a} \rightarrow a^n u[n]$$

$$h[n]z \otimes [n] - \frac{\omega}{r} (\frac{r}{r})^n u[n] \qquad \frac{1}{z-a} \rightarrow a^n u[n]$$

$$(C) H(z) = \frac{z-r}{z-\frac{r}{r}} = \frac{Y(z)}{X(z)} \Rightarrow (z-\frac{r}{r}) Y(z) z(z-r) X(z)$$

$$\rightarrow (1-\frac{r}{r}z^{-1})Y(z) z(1-rz^{-1}) X(z)$$

$$\rightarrow y[n] - \frac{r}{r} y[n-1] + \eta[n] - \eta[n-1]$$

$$\rightarrow y[n] = \frac{r}{r} y[n-1] + \eta[n] - \eta[n-1]$$

$$\begin{array}{l}
n = 1 \\
n = 1$$

## سوال ششم

(Ĭ)

مزایای کلیدی استاندارد ذخیره سازی DICOM:

- ۱. Digital Imaging and Communications in Medicine) DICOM: Interoperability سازگاری بین دستگاه ها و سیستم های مختلف تصویربرداری پزشکی را تضمین می کند. این استاندارد اجازه می دهد تا تصاویر از یک اسکنر در یک سیستم متفاوت مشاهده و پردازش شوند، که در محیط های مراقبت های بهداشتی با تجهیزات متنوع بسیار مهم است.
- ۲. Comprehensive Metadata: فایلهای DICOM نه تنها دادههای تصویر، بلکه ابردادههای حیاتی، مانند اطلاعات بیمار، پارامترهای اکتساب، و جزئیات تجهیزات را نیز در یک فایل ذخیره می کنند. این ادغام جریان کار بالینی را ساده می کند و زمینه اساسی برای تشخیص را فراهم می کند.
- ۳. DICOM :Efficient Storage and Transmission داده های تصویر را فشرده می کند در حالی که کیفیت تصویر بالا را حفظ می کند، که به ذخیره سازی کارآمد و انتقال سریعتر در شبکه های بیمارستانی کمک می کند، به ویژه برای مجموعه داده های بزرگ مانند MRI یا CT اسکن.
  - ۴. Network Protocols: پروتکل هایی برای انتقال داده ها بر بستر شبکه فراهم می کند.

## (ب)

فایل های DICOM از tag ها برای ذخیره سازی اطلاعات به صورت ساختاریافته استفاده می کنند. در اینجا نمونه هایی از ۳ tag برای اطلاعات بیمار و داده های تصویر آورده شده است:

## tag ها اطلاعات بيمار:

- ۱. نام بیمار (Patient's Name): نام کامل بیمار را ذخیره می کند.
- شناسه بیمار (Patient ID): حاوی یک شناسه منحصر به فرد برای بیمار است.
  - ٣. تاريخ تولد بيمار (Patient's Birth Date): تاريخ تولد بيمار را ثبت مي كند.
    - ۴. جنسیت بیمار (Patient's Sex): جنسیت بیمار را ذخیره می کند.

```
PN: 'CompressedSamples^CT1'
(0010,0010) Patient's Name
(0010,0020) Patient ID
                                                LO: '1CT1'
(0010,0030) Patient's Birth Date
                                                DA: ''
(0010,0040) Patient's Sex
                                                CS: '0'
(0010,1002) Other Patient IDs Sequence 2 item(s) ----
  (0010,0020) Patient ID
                                                   LO: 'ABCD1234'
  (0010,0022) Type of Patient ID
                                                   CS: 'TEXT'
                                                   LO: '1234ABCD'
  (0010,0020) Patient ID
  (0010,0022) Type of Patient ID
                                                   CS: 'TEXT'
(0010,1010) Patient's Age
                                                AS: '000Y'
                                                DS: '0.000000'
(0010,1030) Patient's Weight
```

#### tag های داده های تصویر:

- ۱. مودالیته (Modality): نوع تجهیزاتی را که تصویر را تولید کرده اند، نشان می دهد، به عنوان مثال، CT، MRI.
  - ۲. تاریخ مطالعه (Study Date): تاریخی که مطالعه تصویر در آن انجام شده را مشخص می کند.
    - ۳. داده های پیکسل (Pixel Data): حاوی داده های پیکسل واقعی تصویر است.
      - ۴. Instance Creation Date: تاریخ ساخته شدن دیتا را نشان می دهد.

```
0008,0005) Specific Character Set
                                                        CS: ['ORIGINAL', 'PRIMARY', 'AXIAL']
DA: '20040119'
(0008,0008) Image Type
(0008,0012) Instance Creation Date
(0008,0013) Instance Creation Time
 (0008,0014) Instance Creator UID
(0008,0016) SOP Class UID
(0008,0018) SOP Instance UID
                                                        UI: CT Image Storage
UI: 1.3.6.1.4.1.5962.1.1.1.1.20040119072730.12322
(0008,0020) Study Date
                                                         DA: '20040119'
(0008,0021) Series Date
                                                         DA: '19970430'
(0008,0022) Acquisition Date
                                                         DA: '19970430'
                                                         DA: '19970430'
(0008,0023) Content Date
(0008,0030) Study Time
                                                         TM: '072730'
(0008,0031) Series Time
                                                         TM: '112749'
(0008,0032) Acquisition Time
                                                         TM: '112936'
                                                         TM: '113008
(0008.0033) Content Time
(0008,0050) Accession Number
(0008,0060) Modality
(0008,0070) Manufacturer
                                                         LO: 'GE MEDICAL SYSTEMS'
                                                         LO: 'JFK IMAGING CENTER'
(0008,0080) Institution Name
(0008,0090) Referring Physician's Name
                                                        PN: ''
(0008,0201) Timezone Offset From UTC
                                                         SH: '-0500'
(0008,1010) Station Name
                                                         SH: 'CT01_OC0'
(0008,1030) Study Description
                                                         LO: 'e+1'
```

(پ)

جواب این قسمت در DICOM.ipynb موجود است.

(ت)

ناشناس (Anonymize) کردن فایل های DICOM برای حفظ حریم خصوصی بیمار و امنیت داده ها بسیار مهم است. اطلاعات شخصی قابل شناسایی (personally identifiable information) مانند نام، شناسه و تاریخ تولد بیمار را حذف می کند، در حالی که اطلاعات بالینی ضروری را حفظ می کند. این امر هنگام به اشتراک گذاری تصاویر پزشکی برای تحقیق، آموزش یا second که اطلاعات بالینی ضروری را حفظ می کند. این امر هنگام به اشتراک گذاری تصاویر پزشکی مانند HIPAA مهم است. ادامه جواب این قسمت در DICOM.ipynb موجود است.

# بابان